



TWIST™ DIA for Composite

Natürlicher Glanz in nur 2 Schritten



● **MITTEL**
VOR-POLIERER



● **FEIN**
HOCHGLANZ-POLIERER

DER EINFACHSTE WEG, ZU NATÜRLICHEM GLANZ!

Erhalten Sie natürlichen Glanz mit nur einem Poliererpaar. Geeignet für alle Oberflächen – und wiederverwendbar. Sie benötigen nicht mehr viele verschiedene Polierer, sondern nur noch ein Poliersystem für ein überzeugendes Ergebnis. Ob ebene Flächen oder sogar Kauflächen, dieses Poliererpaar erledigt die Arbeit für Sie! Sie sind für alle Komposite geeignet. Der Vor-Polierer schafft die ebene Fläche die Sie wünschen und das aus jedem denkbaren Winkel. Mit dem Hochglanz-Polierer erzielen Sie ein natürlich glänzendes Ergebnis in Sekunden. Zusätzlich sind sie durch die konstante Freisetzung der Diamantkörnung mehrfach einsetzbar.

Vorteile

- Einfacher Poliervorgang dank nur 2 Polierern
 - Vorpolierer zum Glätten der Oberfläche
 - Hochglanzpolierer für natürlichen Glanz
- Sterilisierbar und wiederverwendbar
- Wirtschaftlichkeit durch hohe Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit
- 100 % Diamantkörner im Inneren



EMPFOHLENE UND MAXIMALE ROTATIONSGESCHWINDIGKEITEN

Empfohlene Drehzahl: 3.000 – 8.000 U/min für Mittel/Fein

Höchstgeschwindigkeit: 20.000 U/min

TWIST™ DIA for Composite

Polier- und Finalisierungssystem für Komposite

#1201-IP 14mm Intro Kit (6 St.)

#1202-IP 14mm Vorpolierer Refill (10 St.)

#1203-IP 14mm Hochglanzpolierer Refill (10 St.)

#1204-IP 14mm Trial (2 St.)

#1211-IP 10mm Intro Kit (6 St.)

#1212-IP 10mm Vorpolierer Refill (10 St.)

#1213-IP 10mm Hochglanzpolierer Refill (10 St.)

#1214-IP 10mm Trial (2 St.)

#1221-IP Vorpolierer Kombi Kit (10 St.)

#1222-IP Hochglanzpolierer Kombi Kit (10 St.)

ZIRKONOXID POLIEREN MIT TWIST™ DIA

Die innovative Form mit flexiblen Polierspiralen bietet vielfältige Anwendungsvorteile für exzellente Polierergebnisse. Mehr erfahren: kuraraynoritake.eu/twist-dia

Die Spezifikationen und das Aussehen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die gedruckte Farbe kann geringfügig von der tatsächlichen Farbe abweichen.

Vertrieb durch:

Kuraray Europe GmbH, BU Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Deutschland,
+49 (0)69-30 535 835, dental.de@kuraray.com, www.kuraraynoritake.eu



04/2021