



Die richtige Größe für jede Hand.



Edelstahlspritzen





Der Griff (Daumenring und Fingergriff) ist in 2 verschiedenen Größen erhältlich: **Klein oder Standard.**

Die richtige Größe für jede Hand.

- > Leicht
- > Kompakt
- > Aus einem Stück gefertigt
- > Rostfreier Edelstahl
- > Aspirierend oder selbstaspirierend

Ob Sie das richtige Instrument in den Händen halten, ist sofort spürbar. Eine zu große oder zu kleine Spritze für Ihre Hand kann den Injektionsvorgang zusätzlich erschweren und zu körperlichen Belastungen führen. Aus diesem Grund hat Septodont die ideale Spritze für Ihre Hand entwickelt.

Die leichten, kompakten und langlebigen Septodont-Edelstahlspritzen sind in den Größen Standard und Klein erhältlich, sodass Sie die Spritze auswählen können, die genau Ihren Anforderungen entspricht. Das ergonomische Design sieht nicht nur gut aus, es fühlt sich auch gut an, und da die Spritze aus einem Stück besteht, gibt es keine Teile, die verloren gehen können.

Septodont Edelstahlspritzen

ASPIRIEREND



Klein Standard

SELBSTASPIRIEREND



Klein Standard

Präzision und **Komfort** in einer Hand.

Hersteller: A.Titan Instruments, 10 Centre Dr. Orchard Park, NY 14127 USA

Vertreiber:

Septodont GmbH · Felix-Wankel-Str. 9 · 53859 Niederkassel, Deutschland

www.septodont.de

Folgen Sie uns auf unseren Social Media-Kanälen:



MANAGING
PAIN FOR
YOUR
PRACTICE

