

HU-FRIEDY® MEINUNGSBILDNER PROF. MORITZ KEBSCHULL

INSTRUMENTENEMPFEHLUNG



Moritz Keschull

**Prof. Dr. med. dent.,
Dr. med. dent. habil., MBA**

Dr. Keschull ist Lehrstuhlinhaber für Restaurative Zahnheilkunde an der Universität von Birmingham in England sowie Adjunct Associate Professor an der Abteilung für Parodontologie (Direktor: Prof. Panos Papapanou) der Columbia University in New York.

Vor seiner Berufung nach England war er Oberarzt an der Poliklinik für Parodontologie, Zahnerhaltung & Präventive ZHK am Universitätsklinikum Bonn (Direktor: Prof. Søren Jepsen).

Nach Studium und Promotion an der WWU Münster postgraduale Ausbildung in parodontologischer/ oralchirurgischer Privatpraxis und in den USA, Fachzahnarzt und DG PARO-Spezialist® für Parodontologie. Habilitation in Bonn. Executive MBA der École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe). Referent auf nationaler und internationaler Ebene, Verfasser von über 50 Publikationen und Buchbeiträgen. Träger von mehr als 10 wissenschaftlichen Preisen, u.a. des Millerpreises, des Socransky Awards und des Gies Awards. Mitglied des Vorstands und Leitlinienbeauftragter der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie sowie einer der Hauptautoren der EFP S3 Leitlinie zur Parodontitistherapie.

“ Hu-Friedy bietet ein breites Angebot an sehr hochwertigen Instrumenten und gleichzeitig einen Top-Service und ein immer offenes Ohr für Ideen, Neuerungen und Verbesserungen. So können wir jeden Tag besser werden! ”

MORITZ KEBSCHULL

KASSETTEN/ TUB FARBSHEMA

Ersetzen Sie in der Art.-Nr. die Spalte _ mit der Nummer Ihrer Wunschfarbe.

Rot	●	0
Grau	●	1
Weiß	●	2
Orange	●	3
Lila	●	4
Gelb	●	5
Lavendel	●	6
Schwarz	●	7
Blau	●	8
Grün	●	9
Türkis	●	11



IMECC12_S

Container Kassette für
16 Instrumente + 2 Clips für
Scharnierinstrumente. Maße: 268 x 176 x 34 mm
Mit Griff im Deckel und Filterauslassungen.
(ohne Instrumente)

WARUM HU-FRIEDY KASSETTEN?

Durch die standardisierten Abläufe des Instrumenten-Management-Systems (IMS™) sparen Sie Zeit in der Aufbereitung ihrer Instrumente und können so zusätzliche Erlöse generieren. Zahnärzte geben an, dass sie durch die Einführung des IMS 5-10 Minuten pro Behandlung einsparen, sodass dem Personal mehr Zeit für gewinnbringende Tätigkeiten zur Verfügung steht.* Durch den sichereren Transport verschmutzter Instrumente wird das Verletzungsrisiko und der Kontakt mit durch Blut übertragenen Pathogenen reduziert.

*Im Vergleich dazu, wenn die Instrumente einzeln dekontaminiert werden – basierend auf Marktstudienenergebnissen.

IMDINCOOM

DIN Container für
max. 1 Container Kassette
Maße: 312 x 190 x 50 mm




IMCOM-SEAL

IMS™ Container Zubehör
Verschlußplomben 100 St./Pkg.
Blau M Version



IMCO-FIL1M

Dauersterilisationsfilter (PTFE),
Maße: 95 x 215 mm, 2 St./Pkg.,
Für bis zu 1200 Anwendungen




Besuchen Sie uns auf Hu-Friedy.de

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Hu-Friedy is now a proud member of

HuFriedyGroup
The Best In Practice

5-0, 6-0, 7-0, 8-0



NH5024R

PermaSharp™ Nadelhalter Castroviejo #5024R
gerade 18 cm, runder Griff



TPSLCOSM

Pinzette Mikro Cooley
Gr #SinusLine, gerade, mod. 18 cm



10-130-05E

Skalpellklingenhalter #5E
europäische Griffvariante



SHDPV

Skalpellklingenhalter
Mikro, Gr #SinusLine



10-256-15

Skalpellklingen #15C
100 St./Pkg.
Verfalldatum



10-255-15

Skalpellklingen #15
100 St./Pkg.
Verfalldatum



MB67

Skalpellklingen Mini #67
12 St./Pkg. steril



MB69

Skalpellklingen Mini #69
12 St./Pkg. steril



PPLABANCA6

Raspatorium Labanca
Gr #6



C36/379

Knochenmeißel #36/37
Gr #9



BLACK LINE

Optimale Anwendung und beste klinische Ergebnisse standen bei der Entwicklung der Hu-Friedy Black Line im Vordergrund. Die Instrumente behalten ihre Effizienz auch bei ausgedehnten chirurgischen und parodontologischen Operationen. Sie reduzieren die Lichtreflektionen und sorgen für eine verbesserte Sicht im Operationsgebiet – dies ist besonders beim Einsatz von Lupe und Mikroskop ein großer Vorteil.



TKN1X

Tunnelierinstrument #1
Black Line



FQUINCEY1X

Tunnelierinstrument
Giles de Quincey #1,
Black Line



SM239E2

Scaler #23
Gr #9



SQBL16

Kürette Quetin #1 Gr #6
bukkal/ lingual 0,9mm



KO1/26

Gingivektomiemesser
Orban #1/2 Gr #6



KGF76

Gingivektomiemesser
Goldman-Fox #7 Gr #6
retromolar, oval



PCPUNC156

Parodontometer UNC #UNC15
Gr #6 Qulix 1-2-3...14-15



SPV

Schere Mikro Velvart
Gr #SinusLine, leicht gebogen
18 cm



SuperCut™

mit 1 Schneide gezackt,
verkürzte Arbeitsenden
für einen optimalen
Zugang zum klinischen
Bereich



SCORTSC

SuperCut™ Schere Cortellini,
gebogen, 12 cm



16,2 mm

PSN8614P

Nahtmaterial Polypropylene
#5-ONA/C-22 Rückstichnadel, 3/8 Kreis



12 mm

PSN8385P

Nahtmaterial Polypropylene
#5-ONA/C-17 Rückstichnadel, 3/8 Kreis

PSN8660P

Nahtmaterial Polypropylene
#6-ONA/C-22 Rückstichnadel, 3/8 Kreis

PSN8384P

Nahtmaterial Polypropylene
#6-ONA/C-17 Rückstichnadel, 3/8 Kreis