

Überall Einsatzbereit

Hygiene ist wichtig besonders dann, wenn viele Menschen aufeinandertreffen. Daher haben wir es uns zum Ziel gemacht, berührungslose Hygiene nach aktuellen Richtlinien und Empfehlungen zur Infektionsprävention überall für jeden bereitstellen zu können. Das Resultat ist ein umfangreiches Portfolio unterschiedlicher Montagemöglichkeiten. Neben der regulären Montage an der Wand können die berührungslosen Spendersysteme auch in Hygienestationen, Schranksystemen, **Stationswagen, Infusionsständern, Krankenbetten etc. montieren.** Eben da, wo perfekte Hygiene notwendig ist.

Durch die unterschiedlichen Montagemöglichkeiten können unsere Sensorspender in nahezu überall platziert werden: Krankenhäuser, Laboratorien, Arzt- und Schwesternzimmer, Behandlungsräume und Patientenzimmer, Ambulanzen und Krankentransportwagen, Alten- und Pflegeheimen, Hauswirtschaftsräume und Restaurants, Tierzüchtern, öffentlichen Einrichtungen, Baustellen und WC-Häuschen, großen Einkaufszentren bis zum kleinen Hofladen mit SB Theke, Tätowierern und Piercern, Sportheimen, Kindergärten, Schulen, Kreuzfahrtschiffen, Hotels, Messegeländen, Geschäftsgebäuden und Personalschleusen, Bowlingcentern, Kletterparks und vielen mehr.

Dezent oder Prominent

Die Farbvielfalt der verschiedenen Spendergehäuse lässt kaum noch Wünsche offen. Ganz gleich wo die Spendersysteme platziert werden, fügen diese sich entweder dezent in Ihr Corporate Design ein oder sorgen durch kontrastreiche Farben für eine höhere Aufmerksamkeit.



Weinmann GmbH
INFRATRONIC SOLUTIONS
Frankenstrasse 6
63776 Moembris

Telefon +49 (0) 6029 / 99 303 0
Fax +49 (0) 6029 / 99 303 29
Mail infratronic@weinmann.gmbh
Web infratronic.de



© Weinmann GmbH. Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Änderungen vorbehalten.

Flyer Ar. Nr. 30531-20



BERÜHRUNGSLÖSE DESINFEKTIONSSPENDER AM POINT OF CARE

flexible Montage am Krankenbett,
Infusionsständer, Stationswagen usw.



Jetzt mit
neuer
Halterung!



Eine wirksame Bekämpfung von Viren und Bakterien kommt ohne eine hygienische Händedesinfektion nicht aus. Sogenannte Infektionsketten können damit in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sehr effektiv unterbrochen werden und so nicht nur wirksam die Weitergabe verschiedener Erreger eindämmen, sondern auch eine sehr gute Prophylaxe z.B. gegen die nosokomiale Infektion bilden. Es ist daher unerlässlich, nach einer tatsächlichen oder auch nur möglichen Kontamination mit ansteckenden Keimen eine hygienische Händedesinfektion vorzunehmen. Eine Vernachlässigung dieses Vorgangs führt unweigerlich zur Verbreitung und Ausweitung von Viren und Bakterien.

An allen Orten, an denen zwingend eine hygienische Desinfektion der Hände durchgeführt werden muss, soll laut Bundesgesundheitsblatt stets Desinfektionsmittel unmittelbar zugänglich sein. Dies gilt unter anderem auch für Patientenzimmer, in denen die Anzahl vorhandener Betten den Ausschlag für die Mindestanzahl vorhandener Desinfektionsspender gibt. Dialyse- und Intensivstationen sollen stets einen Spender pro Patientenbett vorhalten, während auf Nicht-Intensivstationen ein Spender je zwei Patientenbetten zur Mindestausstattung gehört. Dabei ist auf die Beschaffenheit und die räumlichen Verhältnisse der Zimmer zu achten. Hier müssen auch die zu versorgenden Patienten beachtet werden, um den hygienischen Standards in jedem Fall gerecht zu werden.



IT 1000 AW EURO-2 IT 500 AW EURO-2

Direkt am Krankenbett, Infusionsständer
oder Verbandswagen montieren

Jetzt mit flexibler Halterung!

- Flexible Halterung für horizontale und vertikale Rundrohre
- Einfache Montage am Point-Of-Care horizontale oder vertikale Richtung möglich
- Berührungslose Hygiene nach Richtlinien des RKI und Empfehlungen der KRINKO



Freie Verbrauchsmittelwahl

Durch die separat erhältliche Pumpen-Adapter-Kombination ist das Spendersystem kompatibel zu den handelsüblichen Euro-normflaschen. Der etwas kleinere IT 500 AW EURO 2 ist ausgelegt für Euroflaschen bis 500 ml, der größere IT 1000 AW EURO 2 bis 1000 ml Euroflaschen. Zudem sind Sie auch unabhängig in der Wahl Ihrer Seife und Desinfektionsmittel, egal welcher Konsistenz, ohne diese umfüllen zu müssen. Die Desinfektionsmittel können einfach aus der aktuellen Desinfektionsmittelliste der VAH oder DGHM ausgewählt werden.

Optimale Ausgabemenge

Der Sensorspender unserer EURO-Serie ist optimiert auf eine einfache, immer gleichbleibende Ausgabe von Seife, Desinfektionsmittel oder Pflegecreme.

Erwachsene: Menge von ca. 1,50 ml

Kinder: Menge von ca. 0,7 ml



Nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts sollten Spender besser kontaktlos zu betätigen sein.